

Nr.	Parametras	Reikšmė
1	Prietaisas	Automatinė pipetė Research plus
2	Gamintojas, kilmės šalis	Eppendorf, Vokietija
3	Tipas	Mechaninė
4	Veikimo principas	Oro išstūmimas
5	Autklavuojama	Taip
0,5 – 10 µL, 1 kanalo		
6	Atsitiktinės paklaidos	0.5 µL: ± 5%; ± 0.025 µL 1 µL: ± 1.8%; ± 0.018 µL 5 µL: ± 0.8%; ± 0.04 µL 10 µL: ± 0.4%; ± 0.04 µL
10 – 100 µL, 1 kanalo		
7	Atsitiktinės paklaidos	10 µL: ± 2%; ± 0.2 µL 50 µL: ± 0.8%; ± 0.4 µL 100 µL: ± 0.2%; ± 0.2 µL
10 – 1000 µL, 1 kanalo		
8	Atsitiktinės paklaidos	100 µL: ± 0.6%; ± 0.6 µL 500 µL: ± 0.2%; ± 1 µL 1000 µL: ± 0.2%; ± 2 µL
0,5 – 5 mL, 1 kanalo		
9	Atsitiktinės paklaidos	500 µL: ± 0.6%; ± 3 µL 2500 µL: ± 0.25%; ± 6.25 µL 5000 µL: ± 0.15%; ± 7.5 µL