

Nr.	Parametras	Reikšmė
1	Prietaisas	Mikroskopas mikrochirurginis Leica M525 F20
2	Gamintojas, kilmės šalis	Leica, Vokietija
3	Paskirtis	Lauko vizualizacija ir didinimas tinkamas mikroneurochirurginėms manipuliacijoms
4	Mobilumas	Ant grindų pastatomas stovas su galimybe fiksuoti ir lengvai perkelti
5	Okuliaro pasvirimo kampas	Reguliuojamas 0–180° ribose
6	Matymo laukas	Su 10x okuliarais: 16,5 mm – 180 mm
7	Okuliarių dioptrijų reguliavimas	± 5 dioptrijos
8	Mikroskopo darbinės dalies pasvirimo kampas	Reguliuojamas 45°–70°
9	Mobilaus stovo balansavimo sistema	Elektrinė
10	Mikroskopo rankena	2 laisvai programuojami mygtukai
11	Stove integruotas valdymo ekranas	LCD ekranas, galima 10 individualių programų
12	Maksimalus objektyvo atstumas nuo stovo centrinės ašies	1692 mm
13	Asistento okuliaras	Yra
14	Šviesos šaltinis	Ksenoninis, 180 W
15	Didinimas	Motorizuotas, 6x
16	Darbinis atstumas	45 cm
17	Kojinis pedalas	Kojinis pedalas didinimo ir fokusavimo funkcijoms
18	Vertikalus paslankumas	67,3 cm
19	Okuliarių atstumas tarp vyzdžių	Reguliuojamas 55–75 mm
20	Sterilizuojamas apsauginis stiklas objektyvui	Yra
21	Gaubtas nuo dulkių	Yra